

LED Weißlicht Transilluminator

Beschreibung

Einfacher Weißlicht-Transilluminator mit weißem Hintergrund-Licht ohne UV. Ausgestattet mit energiesparender LED-Technik.

Bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Leuchtfläche.

Artikelnummer: 110.0261



LED Weißlicht Transilluminator

Optimale Aufnahmequalität mit bester Lichtdiffusion für:

- Protein-Gele
- Röntgen-Filme
- Autoradiogramme
- Mikrotiterplatte

Eigenschaften

- 20 x 20 cm Lichtfläche
- LED Panel, Einzel LEDs aufeinander abgestimmt
- Hohe Homogenität:
Diffusor zur optimierten Ausleuchtung
- Edelstahlrahmen