

Mikro-Tubes MCT

0,65 / 1,5 / 2,0 ml

Beschreibung

Mikrozentrifugenröhrchen sind für eine maximale Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert.

Die Tubes werden aus medizinischem Polypropylen geformt und sind außergewöhnlich klar und widerstandsfähig gegen Dehnung und Ausbeulung bei anspruchsvollen Zentrifugationsvorgängen.

Das Dichtungsdesign ermöglicht ein wiederholtes Schließen des Deckels und springt bei Erhitzung nicht auf. Alle Röhrchen sind mit Graduierungszeichen und Schreibflächen versehen.


Die Röhrchen sind autoklavierbar und werden RNase-, DNase- und Pyrogen-frei geliefert.

Spezifikationen

- Klapp-Verschluss für eine effiziente Abdichtung, leicht zu schließen und zu öffnen
- Eingearbeitete Skalenmarkierungen sorgt für optimale Genauigkeit
- Zertifizierte Reinheit: frei von RNase, DNase- und Pyrogen
- Ultraglatte Röhrchenböden bieten perfekte Klarheit ohne Schnitte oder Kratzer
- Hält bis zu 18.000 x g stand (in vollständig unterstützten Rotoren)



Mikro-Tubes MCT



Technische Daten

Beschreibung	Inhalt/Packung	Verpackungseinheit
0.65 ml Mikro-Tubes, klar, nicht-steril, Schüttware	1000 Tubes	10 Stk.
1.5 ml Micro-Tubes, klar, nicht-steril, Schüttware	500 Tubes	10 Stk.
2.0 ml Micro-Tubes, klar, nicht-steril, Schüttware	500 Tubes	8 Stk.