

Elektrophorese Mini-Tankblot

Beschreibung

Hochwertiger Blotter mit Sicherheitsdeckel für den Einsatz von 4 Kassetten und 8 Pads.

Transferpuffervolumen: 2100 ml

Kombinierbar mit der vertikalen Elektrophorese-Kammer H10 Mini.

Hergestellt in Deutschland.

Technische Daten

Sicherheitsdeckel	ja
Kassettenaufnahme	4
Padaufnahme	8
Elektrodenmaterial	Platin
Transferzeit	60 - 120 min
Gelkapazität	4 Mini-Gele
Blottingfläche (B x T)	8 x 9,4 cm
Transferpuffervolumen	2100 ml
Kühloption	ja
Abmessungen (B x T x H)	21 x 15 x 25 cm



Mini-Blot für Elektrophorese



Kompatibel mit vertikaler Gelkammer H10 Mini