

Wasserbad mit Magnetrührer WB-4MS

Beschreibung

Das Wasserbad WB-4MS wurde für das chemische, pharmazeutische, medizinische und biologische Forschungslabor entworfen. Durch den eingebauten Magnetrührer bietet das Wasserbad eine erhöhte Temperaturstabilisierung (bis 0,1°C).

Optionale Racks s. Seite 2

Leichtes Einrichten, hohe Temperaturgenauigkeit, kompakte Größe und attraktives, modernes Design zeichnen dieses Wasserbad aus. Bis zu 2 Racks können gleichzeitig verwendet werden.

Technische Daten

Artikelnummer	104.4500
Tankgröße	4 Liter
Temperatur-Einstellbereich	+25°C bis +100°C
Temperatur-Regelbereich	5°C über Umgebungstemperatur bis +100°C
Einstellgenauigkeit	0,1°C
Stabilität	± 0,1°C
Temperaturgleichmäßigkeit bei +37°C	± 0,1°C
Rührgeschwindigkeit	250 – 1.000 rpm
Digitale Zeiteinstellung	1 min – 96 h / ohne Unterbrechung (Einstellschritte 1 min)
Timer mit Tonsignal	ja
Anzeige	LCD, 2 x 16 Zeichen
Digitale Temperatureinstellung	ja
Plastikklappe mit Edelstahlinterieur inklusive	ja
Geräuscharmer Betrieb	ja
Größe Arbeitsbereich	235 x 135 x 110 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	340 x 270 x 250 mm
Gewicht	3,4 kg
Betriebsnennspannung	230 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	230 V, 50/60 Hz / 600 W (2,6 A)



Wasserbad mit Magnetrührer WB-4MS



Wasserbad mit Magnetrührer WB-4MS, offen

Wasserbad mit Magnetrührer WB-4MS


Optionales Zubehör




Rack TR-16/19
Für Röhrchen von
Ø 16 – 19 mm
Kapazität: 16 Röhrchen
Abmessung (B x T x H):
155 x 90 x 112 mm



Rack TR-5/30
Für Röhrchen von
Ø 30 mm
Kapazität: 5 Röhrchen
Abmessung (B x T x H):
155 x 90 x 112 mm



Rack TR-44/11
Für Mikrozentrifugen-
röhrchen: 2 / 1.5 ml
Kapazität: 44 Röhrchen
Abmessung (B x T x H):
155 x 90 x 112 mm



Rack TR-30/13
Für Röhrchen von
Ø 10 – 13 mm
Kapazität: 30 Röhrchen
Abmessung (B x T x H):
155 x 90 x 112 mm



Wasserbad WB-4MS mit
Rack TR-16/19 und Rack TR-5/30