

# Lagerbox für Zentrifugenröhrchen für 15 ml / 50 ml Tubes

## Produktbeschreibung

Diese Polypropylen-Boxen sind eine saubere und langlebige Alternative zu Kartons. Der klare Deckel sorgt für eine einfache Probenidentifikation und die alphanumerische Indexierung erleichtert das Auffinden der Proben.

Aus stabilem Polypropylen für 15 ml und 50 ml Tubes. Mit durchsichtigem Deckel.  
Auch zur Kühlagerung und für Temperaturen bis -90°C geeignet.



Lagerbox für Zentrifugenröhrchen:  
blau für 50 ml Röhrchen  
grün für 15 ml Röhrchen

## Vorteile

- Robuste Tubebox aus Polypropylen für Zentrifugenröhrchen
- Für 36 x 15 ml Gefäße (grüne Box) und 16 x 50 ml Gefäße (blaue Box)
- mit stabilem Deckel (transparent)
- Temperaturbereich von -90°C bis +121°C
- autoklavierbar
- Plätze numerisch gekennzeichnet
- 145 x 145 x 127 mm (B x T x H)

| Beschreibung                       | Farbe | Verpackungseinheit | Artikelnummer |
|------------------------------------|-------|--------------------|---------------|
| Tube Lagerbox für 36 x 15 ml Tubes | grün  | 2 Boxen            | 113.3540      |
| Tube Lagerbox für 16 x 50 ml Tubes | blau  | 2 Boxen            | 113.3541      |