

Horizontales Edelstahl-Kühlregal für Standardlagerboxen

Beschreibung

Horizontale Edelstahl-Regale mit seitlichem Zugriff.
Mit praktischem Haltegriff zum Herausziehen.

Ideal für die Lagerung von Probenboxen in
Gefrierschränken bei -20°C und -90°C.

Passend für die Verwendung der meisten
Standardlagerboxen mit den Maximal-Maßen
136 x 136 x 55 mm.



Horizontales Edelstahl-Regal,
Beispielabbildung: 3 Fächer quer / 4 Fächer hoch
(Artikelnummer 27-303)

Modelle

Artikelnummer	Beschreibung	Kapazität	Abmessung
27-303S	3 Fächer quer 3 Fächer hoch	9 Plätze	415 x 140 x 168 mm
27-303	3 Fächer quer 4 Fächer hoch	12 Plätze	415 x 140 x 225 mm
27-303L	3 Fächer quer 5 Fächer hoch	15 Plätze	415 x 140 x 225 mm
27-304	4 Fächer quer 4 Fächer hoch	16 Plätze	550 x 140 x 225 mm
27-305	4 Fächer quer 5 Fächer hoch	20 Plätze	550 x 140 x 280 mm

Weitere Modelle auf Anfrage.