

UV-Handlampen - Kompakt-Serie

Produktbeschreibung

Die UV-Kompakt-Lampen sind erhältlich in Kurz-
welle (254 nm), Langwelle (365 nm) oder in einer
Kombination aus Kurzwelle und Langwelle.
Die kombinierte Version wird mit einem um-
schaltbaren Wellenlängenwähler zum Umschalten
zwischen den Wellenlängen geliefert.

Die Lampen sind tragbar und aus beständigem
und leichtem Kunststoff gefertigt. Optional
mit praktischem Lampenständer. Ebenfalls
kompatibel mit der Mini-Dunkelkammer
C-10. Alle Modelle sind CE-zertifiziert.

Kompatibel mit

- Lampenständer J-124: Artikelnr.: 110.4031
- Mini Dunkelkammer C-10: Artikelnr.: 110.5300



Technische Daten

Modell	Wellenlänge / Röhren	Watt	Maße (L x B x H)	Intensität (uW/cm ³)	Artikelnr.
UVG-11	254 nm	4 Watt	198 x 71 x 53 mm	1120	110.4025
UVGL-15	254/365 nm 1 Röhre aufgeteilt*	4 Watt	198 x 71 x 53 mm	254 (KW) / 365 (LW)	110.4026
UVGL-25	254/365 nm, 2 Röhren 1 x 254 nm / 1 x 365 nm	4 Watt	198 x 71 x 53 mm	254 (KW) / 365 (LW)	110.4028
UVL-21	365 nm	4 Watt	198 x 71 x 53 mm	1000	110.4027
UVL-23	365 nm, BLB Dokumentenlampe	4 Watt	198 x 71 x 53 mm		110.4029

*Modell UVGL-15 ist aufgrund des seitlichen Schiebereglers nicht für den Ständer J-124 geeignet.

Lampenständer J-124

Nicht geeignet für Modell UVGL-15
Abmessungen: 63 x 190 x 124 mm
Artikelnummer 110.4031



Mini UV-Dunkelkammer C-10

Artikelnummer 110.5300

