

PCR Einzel-Tubes, 3425 Series Domed Cap

Beschreibung

Einheitliches dünnwandiges Design für optimale Wärmeübertragung.


Verfügbar in vorsteril, farblich sortiert, vorsteril sortiert oder transparent unsteril.

Mit abgerundetem Deckel.

Jede Charge wird einer strengen Prüfung und Einzel-Chargenprüfung unterzogen.

Alle Tubes sind zertifiziert frei von:

- DNA
- DNase & RNase
- Endotoxine (Pyrogene)



Technische Daten

Beschreibung	0.2 ml PCR Tubes mit gewölbtem Deckel			
Material	reines Polypropylen			
Kompatibilität	kompatibel mit den meisten Thermocyclern			
Tube Typ	NP, transparent 3425.X	NP, farblich sortiert 3425.A.X	NP, transparent, Pre-Sterile 3425.S.X	NP, farblich sortiert Pre-Sterile 3425.AS.X
Inhalt	Bulk, Tubes & Deckel			
Verpackungseinheit	1000 Tubes/Packung ; 10 Packungen/Karton			
Autoklavierbarkeit	autoklavierbar bei 121°C für 15 Minuten bei 15 PSI			
Produktionsstandard	Das Produkt wird unter einem strengen Qualitätskontrollsystem in einem RNase/DNase-freien Reinraum gemäß den Normen ISO 9001:2000 hergestellt. Das Personal trägt im Montagebereich Spezialkleidung und Handschuhe. Die kostenlose RNase/DNase Zertifizierung wird für jede Charge nach Bedarf nachgewiesen.			